

برگه ثبت نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

A1C

شماره نمونه ها : 14021230	مهلت پاسخ دهی 1402/8/22	نمونه ارسالی : ویال خون تام
خواهشمند است نتایج خود را در زمان مقرر از طریق وبسایت پیشگام ایرانیان به صورت آنلاین وارد نمایید. لازم به ذکر است ، ثبت آنلاین نتایج از سوی آن آزمایشگاه باعث تسریع در آنالیز و ارسال گزارش های ارزیابی می گردد. آدرس سایت: www.eqasonline.ir .		

روش آماده سازی: ویال ارسالی حاوی نمونه تازه خون تام انسانی بوده و لازم است ظرف حداکثر 48 ساعت پس از دریافت، مشابه نمونه بیمار با استفاده از محلول همولیز کننده اختصاصی هرکیت و دستگاه و براساس دستورالعمل مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

علیرغم بررسی اولیه نمونه های ارسالی از نظر Hb Ag , HCV Ab , HIV Ab ، لازم است مشابه نمونه های انسانی بعنوان منبع بالقوه عفونت تلقی شده و هنگام استفاده کلیه الزامات ایمنی رعایت گردد .

توجه : برای پردازش صحیح نتایج، رعایت واحدهای تعیین شده در جدول و درج کامل اطلاعات مورد درخواست، ضروری می باشد و درج ناقص اطلاعات منجر به عدم پردازش نتایج آزمایشگاه خواهد گردید.

در صورت لزوم محاسبه برای تبدیل نتیجه بر اساس کالیبراسیون NGSP ، لطفا در قسمت توضیحات ،موارد لازم را درج فرمائید.

آزمایش	نتیجه	کالیبراسیون	محدوده مرجع	نحوه انجام آزمایش	روش آزمایش	سازنده کیت	سیستم بسته مورد استفاده
--------	-------	-------------	-------------	-------------------	------------	------------	-------------------------

<input type="checkbox"/> DS5 <input type="checkbox"/> Biorad: D10 <input type="checkbox"/> Nycocard <input type="checkbox"/> Tosoh <input type="checkbox"/> i – Chroma <input type="checkbox"/> Quo - Lab <input type="checkbox"/> CERAGEM <input type="checkbox"/> SDA1c Care <input type="checkbox"/> Others		<input type="checkbox"/> Enzymatic <input type="checkbox"/> Immunoturbidometry <input type="checkbox"/> Microcolumn <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> HPLC <input type="checkbox"/> LPLC <input type="checkbox"/> Boronate Affinity <input type="checkbox"/> ELFA <input type="checkbox"/> Electrophoresis <input type="checkbox"/> Nephelometry <input type="checkbox"/> Boronate Flurescent <input type="checkbox"/> Immuno-Chromatography <input type="checkbox"/> Biochromatic Reflectometry <input type="checkbox"/> Others		<input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automation		<input type="checkbox"/> NGSP <input type="checkbox"/> IFCC <input type="checkbox"/> Others	Hb A1c
--	--	--	--	--	--	---	---------------

نوع و نام دستگاه مورد استفاده در اندازه گیری نمونه ارسال شده :