

برگه ثبت نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

نمونه های ارسالی : نمونه کنترل آماده مصرف برای اندازه گیری پروتئین ادرار شماره نمونه : **1405B120**
 مهلت پاسخ : **1405/5/17**
 خواهشمند است نتایج خود را در زمان مقرر از طریق وبسایت پیشگام ایرانیان به صورت آنلاین وارد نمایید.
 آدرس سایت: www.eqasonline.ir

روش آماده سازی : نمونه ها را به حرارت اتاق رسانیده و پس از یکنواخت نمودن، مورد آزمایش قرار دهید.
توجه : علیرغم بررسی اولیه نمونه ارسالی از نظر عوامل عفونتزا، لازم است این نمونه نیز مشابه نمونه های انسانی بعنوان منبع بالقوه عفونت تلقی شده و هنگام استفاده کلیه الزامات ایمنی رعایت گردد.
توجه : لازم به ذکر است مقدار اعلام شده آزمایشگاه به عنوان نتیجه حاصله از نمونه های ارسالی عیناً در پردازش منظور می گردد.
 برای پردازش صحیح نتایج، رعایت واحدهای تعیین شده در جدول و درج کامل اطلاعات مورد درخواست، به خصوص نحوه انجام آزمایش و روشهایی که در ستون "روش آزمایش" به آن اشاره شده و شرکت سازنده کیت، ضروری می باشد.
 در صورت استفاده از واحد mg/dL در آزمایشگاه، نتیجه این نمونه را با استفاده از محاسبه زیر به واحد mg/L تبدیل نمایید.

$$\text{mg/dL} \times 10 = \text{mg/L}$$

شماره نمونه	آزمایش	نتیجه	واحد	نحوه انجام آزمایش	شرکت سازنده کیت	روش انجام آزمایش	کالیبراتور مورد استفاده
1405B120	پروتئین ادرار		توجه: میلی گرم در لیتر mg/ L گزارش شود	() Manual () Automation			
	میکرو آلبومین ادرار		mg/L	() Manual () Automation			
	کراتینین ادرار		mg/dL	() Manual () Automation			